




## 105478 - Conf. Tampone inferiore centrale profilo 130 mm con gocciolatoio argento destro

### Disegni tecnici



|   |                  |         |        |  | <b>No</b>            |
|---|------------------|---------|--------|---|----------------------|
| Conf. Tampone inferiore centrale profilo 130 mm | con gocciolatoio | argento | destro | 1   | 105478 <sup>1)</sup> |


<sup>1)</sup> Contenuto: 1 x tampone per livellatore, 1 x guarnizione per tampone , 1 x spessore in gomma 42 mm per tampone su soglia, 1 x terminale per soglia per anta fissa



## 105478 - Conf. Tampone inferiore centrale profilo 130 mm con gocciolatoio argento destro

### Montaggio

Posizionamento ideale di listello di tenuta PVC e di tampone per livellatore per lo scarico dell'acqua



A = A filo

B = Tampone per livellatore non deve sporgere


Anta mobile (1); anta fissa (2)

Tampone per livellatore (3); listello di tenuta HS termico PVC (4)



## 105478 - Conf. Tampone inferiore centrale profilo 130 mm con gocciolatoio argento destro

Posizionamento ideale di listello di tenuta PVC e di tampone per livellatore per lo scarico dell'acqua



La posizione di listello di tenuta e tampone per livellatore (1, punto rosso) si deve trovare nel campo verde di tolleranza (2).